

**Informátor Oddělení klinické biochemie**  
**č. 4/ 2025**

**Změna vyšetření protilátek proti tyreoidální peroxidáze (aTPO)**

Od 19.5. 2025 dojde ke změně vyšetřování protilátek proti tyreoidální peroxidáze (anti-TPO). Ke stanovení bude použita jiná reagentie a **vzhledem k rozdílu v použitých protilátkách se číselné hodnoty naměřené na nových analyzátorech mohou od předchozích lišit!**

**Změna se týká také hodnotících mezí!**

**nový cut-off pro anti-TPO                      <13,8 kU/l**

(Nová metoda je navázána na standard NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) 66/387 Research Standard, Human Anti-Thyroid Microsome Serum, a k 1. mezinárodní normě Světové zdravotnické organizace (WHO) pro protilátky proti tyreoidální peroxidáze, kód NIBSC 19/260)

**Odběrové, preanalytické a transportní pokyny:**

Beze změn, materiál se transportuje při teplotě 15-25 °C do 2 hodin od odběru. Materiál lze zasílat potrubní poštou.

**Žádanka:** Elektronická (papírová)

Dostupnost vyšetření: Statim do 90 minut, Rutina do 12 hodin

**Věnujte, prosím, pozornost interpretaci výsledků a v případě jakýchkoli nejasností se obraťte na lékaře OKB.**

Bližší informace v Katalogu laboratorních vyšetření FNOL (<http://katalog.fnol.loc>)

Vypracoval:  
RNDr. J. Prošková  
MUDr. L. Štefaničková

Schválil:  
prof. RNDr. D. Friedecký PhD.