

**Informátor Oddělení klinické biochemie**  
**č. 7/ 2024**

**Změna hodnotících mezí stanovení Nefrinů v plazmě**

Od 1. 6. 2024 dochází ke změně nastavení hodnotících fyziologických mezí stanovení nefrinů v plazmě (**Metanefrin, Normetanefrin**).

Zdroj hodnotících mezí – Pracovní návod výrobce diagnostického kitu.

(Pozn. nové hodnocení platí pro vzorky přijaté již od 13. 5. 2024).

Přehled změn očekávaných hodnot je uveden v tabulce:

Metoda	Nové referenční meze pro zdravou populaci	Původní referenční meze
Metanefrin	< 100 ng/l	< 65 ng/l
Normetanefrin	< 216 ng/l	< 196 ng/l

**Odběrové, preanalytické a transportní pokyny:**

Beze změny.

Stanovení se provádí z plazmy. Nesrážlivou krev je potřeba ihned po odběru vložit do namražené chladicí vložky nebo do ledové tříště a okamžitě dopravit do laboratoře. Vzorky v namražených vložkách lze zasílat potrubní poštou (pouze manuální patrona).

**Žádanka:** Elektronická (papírová)

**Dostupnost vyšetření:** Rutina (do 6 týdnů)

**Věnujte, prosím, pozornost interpretaci výsledků a v případě jakýchkoli nejasností se obraťte na lékaře OKB.**

Bližší informace v Katalogu laboratorních vyšetření FNOL (<http://katalog.fnol.loc>)

Vypracoval:  
Mgr. Veronika Kučerová

Schválili:  
prof. RNDr. D. Friedecký PhD.,  
RNDr. J. Prošková  
MUDr. L. Štefaničková